

Компания «**Donfeel**» благодарит Вас за выбор ультразвуковой зубной щетки нашей марки. Мы надеемся, что щетка поможет Вам сохранить здоровье зубов и десен.

Ультразвуковая зубная щетка – инновационный бытовой прибор, предназначенный для гигиены полости рта, массажа десен. Служит эффективным предметом гигиены полости рта наряду с ирригаторами, зубными бальзамами, пастами, флоссами и другими профилактическими средствами.

Началу производства этого прибора предшествовали длительные исследования. Ультразвуковые щетки получили признание эффективности действия от ведущих стоматологов-профессионалов со всего мира. Тем не менее, если у Вас существуют вопросы по совместимости ультразвуковой зубной щетки с Вашим здоровьем, то пожалуйста перед применением обратитесь за консультацией к Вашему стоматологу.

Ультразвуковая зубная щетка **Donfeel HSD-005** имеет международные свидетельства о качестве, прошла успешную сертификацию в России на соответствие внутренним и международным стандартам.



Часть выручки от продажи ультразвуковых щеток **Donfeel** идет для помощи детским больницам России.



Компания **Donfeel** реализует собственную программу сохранения и преумножения лесов. Сотрудники компании на собственные средства закупают посадочный материал и осуществляют уход за саженцами деревьев и кустарников.



Тестирование новых видов продукции проводится сотрудниками компании и привлеченными добровольцами. Тестирование продукции на животных не производится.

Перед тем как пользоваться зубной щеткой, прочтите данную инструкцию и сохраните ее. Если вы передаете щетку другому лицу, вместе с ней передавайте и инструкцию.

**Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией полностью.**

**Производитель не несет ответственности за последствия, вызванные неполным ознакомлением с данной инструкцией или непониманием принципов работы данного прибора. Если после ознакомления с инструкцией у Вас возникли какие-либо вопросы – свяжитесь пожалуйста с технической поддержкой.**

Удалите всю упаковку, но не выбрасывайте ее, пока не убедитесь в том, что вас удовлетворяет работа данного прибора.

### **Важные меры предосторожности**

**Внимание:** Этой зубной щеткой нельзя пользоваться людям с кардиостимуляторами или дефибрилляторами, а также в непосредственной близости от них. Соблюдайте основные правила техники безопасности:

1. Не опускайте щетку с открытым батарейным отсеком в воду.
2. Не позволяйте пользоваться этой зубной щеткой детям до 12 лет.
3. Место хранения запасных щеточных головок не должно быть доступно для детей и будьте внимательны при выбрасывании старых щеточных головок. Они могут вызывать удушье при заглатывании.
4. Держите зубную щетку вдалеке от горячих поверхностей и нагревателей.
5. Не пользуйтесь никакими вспомогательными приспособлениями и принадлежностями, кроме тех, которые поставляются изготовителем.
6. Не используйте зубную щетку для каких-либо иных целей, кроме указанных в данной инструкции.
7. Не пользуйтесь зубной щеткой, если она повреждена или неисправна. В ней нет заменяемых частей (кроме заменяемых щеточных головок и батарей питания).



**Только для домашнего применения.**

### **Зубная щетка Donfeel**

Ваша зубная щетка **Donfeel** совмещает низкочастотные (звуковые) вибрации с ультразвуком для максимального ощущения чистоты.

### **Звуковое действие:**

- режим с низкой частотой (150Гц или 9,000 движений в минуту) для чувствительных зубов и десен - нажмите кнопку один раз.

- режим с высокой частотой (300Гц или 18,000 движений в минуту) для "нормальных" зубов и десен - нажмите кнопку один раз, затем второй раз с интервалом от пол секунды до секунды.

### **Ультразвук**

Сам по себе или вместе со звуковыми вибрациями, ультразвук частотой 1,7 МГц (т.е. 1,700,000 Гц или 102,000,000 движений в минуту) обезвреживает бактерии, составляющие налет, снижает кровоточивость десен, лечит микробный гингивит и сокращает пародонтальные карманы.

### **Правила чистки**

1. Вставьте 2 элемента питания типа АА (батареи приобретаются отдельно) в батарейный отсек щетки как показано на фото. Обратите внимание – крышка батарейного отсека садится на корпус очень плотно, так как имеет резиновую манжету против попадания воды.

Чтобы открыть батарейный отсек возьмите плоский металлический предмет (например ключ) и приложите его к боковому выступу на крышке батарейного отсека.



Слегка надавите пальцами и крышка откроется





2. Смочите щеточную головку, затем выдавите немного зубной пасты. Вам потребуется меньше пасты, чем для обычной щетки. Чтобы избежать разбрызгивания зубной пасты:

- а) всегда наносите немного пасты - в целом достаточно половины дозы для обычной щетки.
- в) помещайте щетку в рот до включения,
- с) не вынимайте изо рта до выключения.

Рекомендуем чередовать применение пасты и специального бальзама для полости рта **Donfeel**, который не содержит абразивов и не стирает эмаль зубов.

- 3. Поместите щетку в рот. Не нажимайте кнопку включения раньше, иначе на щетке не останется пасты.
- 4. Нажмите кнопку и щетка начнет вибрировать.
- 5. Почистите зубы.
- 6. Выключите, если щетка не выключилась сама.
- 7. Прополощите рот.
- 8. Сполосните щеточную головку и высушите ее.

### **Время чистки**

Рекомендуемое время чистки - 3 минуты. После 3 минут таймер щетки сработает автоматически и она сама выключится.

Нет необходимости тратить больше чем 30 секунд на каждый участок рта. Чтобы напомнить Вам об этом, щетка будет останавливаться на секунду каждые 30 секундные интервалы, а затем работать снова.

Вы не должны выключать щетку сразу после включения. Позвольте ей поработать 3 секунды и затем можно выключать.

### **Уход и обслуживание**

Не снимайте щеточную головку с ручки, так как может износиться удерживающий зажим на ручке и щеточная головка не будет плотно

сидеть. Плотная посадка необходима для эффективной передачи ультразвуковых колебаний от ручки к щеточной головке.

После продолжительного использования щетинки изнашиваются и изгибаются. Замените щеточную головку, когда щетинки слишком сильно изогнутся или после 3 месяцев эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше. Приобретайте оригинальные запасные насадки **Donfeel**.

**При чистке прибора** не применяйте грубых или абразивных чистящих средств или растворителей.

### **Снятие щеточной головки**

**Внимание:** При снятии щеточной головки не направляйте щетку на свое лицо или на лицо другого человека. Если вы приложите слишком большое усилие, головка может вылететь и попасть кому-либо в глаза.

1. Вставьте в щель между корпусом и насадкой обычную плоскую отвертку и слегка надавите на неё – насадка выйдет из крепления.
2. Не прилагайте слишком большую силу, вам нужно сдвинуть головку вверх всего на 6мм.
3. Вытащите старую щеточную головку и выбросите в мусорное ведро.
4. Смойте остатки зубной пасты скопившейся под щеточной головкой.

### **Замена щеточной головки**

1. Держа новую щеточную головку щетинками к кнопке, надвиньте головку на конец ручки.
2. Крепко нажмите на новую щеточную головку ладонью так, чтобы в прорези с задней стороны щеточной головки показался удерживающий зажим. Немного потяните ее, чтобы убедиться, что она закреплена.

### **Удобства**

Ультразвуковая зубная щетка **Donfeel HSD-005** экономичный прибор, работающий от широко распространенных элементов питания типа АА. Потребляемая мощность всего 2 Вт, позволяет щетке работать от 1 комплекта алкалиновых батарей до 3 месяцев. Такое решение позволяет брать щетку в любые путешествия.

### **Устранение неисправностей**

Ультразвуковая зубная щетка **Donfeel HSD-005** - достаточно простой в эксплуатации бытовой прибор. Если при включении кнопки щетка не запускается – попробуйте заменить батареи. Если щетка не работает с новым комплектом батарей – обратитесь в техническую поддержку.

Специалисты компании **Donfeel** помогут Вам устранить неисправность в кратчайшее время.

### **Условия гарантии изготовителя**

**1.** Производитель гарантирует нормальную работу ультразвуковой щетки в течение 12 месяцев с момента покупки при соблюдении вышеперечисленных условий. Дата покупки отмечается в чеке и гарантийном талоне.

**2.** Изделия с торговой маркой «**Donfeel**» являются качественными и надежными. Если у Вас есть какие-либо нарекания – пожалуйста обратитесь в техническую поддержку или свяжитесь с представителем компании в Вашем регионе. Наши специалисты помогут Вам в решении проблемы.

**3.** Приобретая зубную щетку помните, что это прибор индивидуальной гигиены, и согласно Законодательства РФ она не подлежит замене или возврату только лишь по причине Вашего желания.

#### **4. Не принимаются претензии по качеству и неисправностям следующих приборов:**

- имеющих внешние повреждения;
- со следами самостоятельного ремонта или разборки;
- со следами коротких замыканий из-за неправильного подключения батарей;
- со следами падения в воду;
- со следами засоров из-за грязной воды, плохой очистки прибора или применения каких-либо добавок без консультации с производителем;
- с повреждениями насадок и деталей, вызванными небрежной эксплуатацией;
- щетка предназначена для индивидуального пользования. Коммерческая эксплуатация в кабинетах гигиены не допускается.

**5.** В случае неисправности или нареканий на качество работы прибора Вы можете обратиться:

- по телефону горячей линии: **(495)771-05-76**
- по электронной почте: [donfeel@bk.ru](mailto:donfeel@bk.ru)
- по адресу: 129347, г. Москва, а/я 3
- к дилеру, у которого приобретался прибор.

**6.** Координаты региональных представителей компании «**Donfeel**» и места проведения гарантийного и послегарантийного обслуживания можно узнать на сайте в Интернете по адресу:

<http://www.donfeel.ru>

**7.** Производитель оставляет за собой право вносить усовершенствования в конструкцию и характеристики этого прибора в процессе производства, которые могут быть не отражены в данной инструкции.

**8.** Производитель не несет ответственность за ущерб здоровью, вызванный неправильной эксплуатацией прибора, за возможный ущерб третьим лицам и т.п.