



Беспроводной ирригатор для полости рта

WATERPIK WP-360E2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Беспроводной ирригатор для полости рта

WATERPIK WP-360E2

Беспроводной ирригатор WaterPik удаляет все остатки пищи и бактерии, скапливающиеся под десной и между зубами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание (зарядное устройство): 220 В

Давление воды - 200 - 450 кПа

1450 импульсов в минуту



ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

Меры предосторожности.

Когда вы используете электрические приборы, особенно если до прибора могут добраться дети, необходимо следовать основным мерам предосторожности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Чтобы снизить риск поражения электрическим током:

- Не трогайте зарядное устройство влажными руками.
- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Проверьте целостность провода зарядного устройства перед первым циклом зарядки и периодически перед зарядкой устройства.
- Не используйте прибор во время принятия ванн.
- Не оставляйте прибор там, откуда он может упасть и попасть в воду.
- Не трогайте прибор, если он упал в воду. В этом случае, выключите его из сети немедленно.

ВНИМАНИЕ:


Чтобы снизить риск ожогов, электрического шока, возгорания, серьезных повреждений мягких тканей полости рта:

- Не используйте прибор, если у него поврежден провод или розетка, если он не работает должным образом, если он падал, был поврежден или погружался в любую жидкость. Свяжитесь с представителями WaterPik Technologies.


- Проинструктируйте и присматривайте за детьми и людьми с ограниченными возможностями, чтобы они пользовались прибором правильно.
- Не направляйте струю воды под язык, в ухо, нос и другие части тела, для которых не предназначен прибор. Давление струи воды, производимое прибором, может нанести серьезный вред в этих участках тела. Изучите инструкцию по применению для правильного использования прибора.
- Используйте этот продукт только для тех целей, которые описаны в инструкциях, или так, как Вам рекомендует Ваш стоматолог.
- Используйте только те насадки и аксессуары, которые рекомендованы WaterPik Technologies.
- Наполняйте резервуар водой или растворами (ополаскиватели или лечебные растворы), которые Вам рекомендовал Ваш стоматолог, и ничем другим. Жидкость не должна быть с осадком, вязкой. Иначе устройство засорится.
- Не опускайте и не засовывайте посторонние предметы в прибор.
- Располагайте прибор и провод прибора вдали от нагретых поверхностей.
- Не используйте прибор там, где использовались аэрозольные спреи.
- Не используйте растворы, которые содержат йод и отбеливающие элементы.
- Если доктор порекомендовал Вам принимать антибиотики перед процедурами по гигиене полости рта, обязательно проконсультируйтесь у Вашего стоматолога перед использованием прибора WaterPik, или любого другого устройства для гигиены полости рта.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



Подготовка к эксплуатации



Важно! Выключите ирригатор и заряжайте 16 часов перед первым использованием. Вставьте провод в источник электроэнергии. Беспроводной ирригатор WaterPik после полной зарядки работает около недели, в зависимости от интенсивности и частоты использования. После разрядки снова заряжайте 16 часов.

Подготовка резервуара.

- Расположите ирригатор в резервуаре и закрепите его в нем.
- Поднимите крышечку резервуара и заполните резервуар теплой водой.

Рекомендации по использованию

Вставьте насадку в отверстие на верхней поверхности ирригатора. Цветное кольцо на насадке должно встать вплотную к рукоятке, если насадка установлена правильно.

Для снятия насадки нажмите кнопку извлечения насадки и потяните насадку на себя из рукоятки ирригатора.

Выбор уровня давления воды. Вы можете менять уровень давления сменой насадки. К прибору прилагаются 2 насадки — 1 насадка высокого давления, для тщательной глубокой очистки и 1 насадка низкого давления, для нежной чистки.

Расположение во рту.

Расположите насадку в ротовой полости, при этом не переворачивая прибор вверх ногами. Направьте кончик канюли на зубы и включите прибор. Держите прибор близко к зубам для лучших результатов. Направляйте струю в нужном направлении, поворачивая насадку.

Рекомендованная техника

Направляйте струю воды под углом 90 градусов к линии десны. Смыкайте губы, чтобы избежать разбрызгивания воды, но не закрывайте рот, давая воде свободно вытекать наружу. Для лучших результатов начинайте с боковых, дальних зубов, двигаясь к передним зубам. Перемещайте насадку от зуба к

зубу, ненадолго останавливаясь между зубами. Продолжайте чистку до тех пор, пока зоны вокруг зубов и между зубами не станут чистыми.

После завершения чистки

Выключите прибор. Вылейте оставшуюся жидкость из резервуара.

Если желаете, вы можете отсоединить ручку от резервуара.

Использование растворов и ополаскивателей.

WaterPik можно использовать с ополаскивателями и антибактериальными растворами. Спросите Вашего стоматолога о растворах, которые Вы сможете использовать. Важно: использование антибактериальных растворов может сократить срок службы ирригатора WaterPik. Если у Вас есть вопрос по использованию того или иного раствора в ирригаторе WaterPik, Вы можете задать его службе поддержки WaterPik Technologies. Жидкость не должна быть с осадком, вязкой. Иначе устройство засорится. После использования раствора, необходимо прополоскать и промыть прибор. Частично наполните резервуар теплой водой. Направьте насадку в раковину, включите прибор и держите его включенным до полного опустошения резервуара. Это поможет продлить срок службы прибора и поддерживать чистоту прибора и насадок.

УХОД ЗА БЕСПРОВОДНЫМ ИРРИГАТОРОМ WATERPIK

Никогда не погружайте прибор в воду. Протирайте прибор сухой тканью или мягким неабразивным очистительным средством. Резервуар можно мыть мыльной водой и на верхних полках посудомоечной машины.

Перед очисткой отключите прибор от электросети.

Перед помещением прибора в место с отрицательной температурой, полностью опустошите резервуар и прибор от воды.

Сервисное обслуживание

WaterPik не имеет частей, которые бы требовали сервисного обслуживания. Ремонт этого прибора должен осуществляться только в сервисном центре WaterPik Technologies.

Официальный дистрибьютор в России — ЗАО "Арком". (812)327 0353. E-mail: arkom@arkom-org.com.

WaterPik Technologies уверяет пользователя этого прибора, что прибор полностью исправен, и дает гарантию 1 год с даты покупки прибора. Пользователю потребуется предъявить документ, подтверждающий дату покупки, и прибор в полной комплектации для обмена или ремонта прибора по гарантии. WaterPik Technologies обменяет прибор, если он использовался по назначению, в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к прибору, не был физически поврежден потребителем, и работал только с насадками и аксессуарами, которые одобрены WaterPik Technologies.

Купить дополнительные насадки и аксессуары Вы можете у представителей WaterPik Technologies в России — ЗАО АРКОМ. Приглашаем Вас посетить наш сайт — www.arkom-org.com

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Действия по устранению неисправности
Насадки Протечки между насадкой и поворотным механизмом насадки	1) Насадка установлена неправильно	1) Снимите насадку и установите снова
Прибор Резервуар течет	1) Жидкость была оставлена в резервуаре 2) База была неправильно закреплена к резервуару. 3) Заливное отверстие для воды открыто	1) Всегда осушайте резервуар после использования 2) Отсоедините резервуар, а затем снова закрепите его, следуя инструкции шаги 6 и 1 3) Плотно закройте заливное отверстие
Плохое давление/ не идет вода	1) Прибор вверх ногами 2) В резервуар залита неподходящая жидкость или жидкость отсутствует в резервуаре 3) Забит переходник от резервуара в рукоятке	1) Насадка должна быть выше чем резервуар с водой для правильного давления 2) Наполните резервуар подходящей жидкостью 3) Наполните резервуар теплой водой с уксусом. Включите прибор. После полного опустошения тщательно промойте прибор.
Прибор не включается	1) Батарея не заряжена	1) Убедитесь что зарядное устройство работает; проверьте его на другом устройстве. Выключите прибор. Подсоедините зарядное устройство. Заряжайте 16 часов.



Негосударственное
образовательное учреждение
(повышения квалификации стоматологов)

АМЕРИКАН ДЕНТАЛ АКАДЕМИ

имени Н.С. Селезневой

- Практические семинары
и лекции
- Обучение, ориентированное
на внедрение мировых
стандартов в
стоматологическую практику
- Высококвалифицированные
американские специалисты

Регистрация по тел.:
(812) 327-80-04
www.ada-org.com

**Американо-Российская
Компания "АРКОМ"**

Санкт-Петербург ... (812) 336-77-17
Москва (495) 785-21-81
Киев (044) 234-67-71
Алматы (727) 272-55-76
Екатеринбург (343) 383-40-65
Самара 8-927-742-43-48
Новосибирск 8-913-941-77-71

e-mail: arkom@arkom-org.com
www.arkom-org.com

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР — 8-800-700-25-25